


# Guide lecture

Ce programme a été développé à la demande de Thierry Danigo, ergothérapeute conseil à l'A.P.F. pour remplacer le programme "VuBar" qui n'est plus distribué.

Il est destiné à guider la vision de personnes qui ont du mal à concentrer leur attention sur un écran.



Le programme affiche une fenêtre "minimum" (sans barre de titre ni boutons système) qui contient un cadre en couleur dans lequel, par transparence, on voit le contenu survolé.

On peut intervenir dans le contenu visible à travers la fenêtre "GuideLecture".

Le programme se quitte en cliquant sur le bouton "Quitte" (couleur rouge)

Langue, position, dimensions, et couleurs sont sauvées à ce moment là. A l'ouverture on retrouve la même fenêtre.

La fenêtre se déplace à la souris (clic maintenu) et se redimensionne à la souris, en "tirant" sur les bords, ou par la "poignée" en bas à droite. Un clic sur le bouton "Bloque" permet le déplacement de la fenêtre en suivant la souris. (les autres actions ne sont plus possibles). Un second clic stoppe cette fonction de suivi à l'écran.

Si on clique sur le bouton "Options" on accède à la fenêtre ci-contre pour régler la couleur et l'épaisseur du cadre.




Les couleurs de cadre claires conviennent si on utilise un écran majoritairement foncé.

## Multi fenêtrage

Ce programme peut être ouvert plusieurs fois : on peut suivre plusieurs zones à l'écran.

Chaque fenêtre ouverte est indépendante des autres : les réglages peuvent être différents



Au lancement suivant, les réglages seront ceux de la dernière fenêtre fermée.

## Comparaison avec VuBar

Les commandes de GuideLecture sont directement accessibles sans



passer par un clic droit.

GuideLecture est multifenêtre.